



Smart Glove

App - Android

Tela de Login



The image shows a mobile application login screen for 'Glove Analysis'. The screen has a blue header bar with the text 'Glove Analysis'. Below the header, there are two input fields: one for 'Usuário' (Username) and one for 'Senha' (Password). Both fields are white with rounded ends and a blue border. Below the password field is a blue button with the text 'Entrar' (Login) in white. At the bottom of the screen, there is a link that says 'Deseja cadastrar um profissional? Clique aqui' (Do you want to register a professional? Click here). The bottom of the screen features a blue bar with three white icons: a square, a circle, and a triangle pointing left.

Glove Analysis


Usuário

Senha

Entrar

Deseja cadastrar um profissional?
[Clique aqui](#)

Tela Principal



Tela de Cadastro do Paciente

Cadastrar Paciente

Foto

Código

RG

Nome Completo


Data de Nascimento

Gênero
☐ Masculino ☐ Feminino

Telefone

Endereço

E-mail



Cadastrar Paciente

Observações

Cadastrar

Tela de Cadastro do Profissional

Cadastrar Profissional

Foto

Código

RG

CREFITO

Nome Completo


Data de Nascimento

Gênero
☐ Masculino ☐ Feminino

Telefone

Endereço

E-mail



Cadastrar Profissional

Nome de Usuário

Senha

Cadastrar











Tela Monitorar

Monitorar

Pesquisar Paciente por

Digite abaixo

Escolha um movimento na tela


Extensão	Flexão	Reposição	Oposição
			
Adução	Abdução	Flexão	Extensão
			
	Abdução	Adução	
			

Começar

Tela Monitorar - Exercício

Flexão

Peça para o paciente fazer o movimento

Flexão


Valor em x

Valor em y

Valor em z

Concluir

Cancelar

Tela Registro de Dados

Registro de Dados

Pesquisar Paciente por

Digite abaixo

Data inicial

Data Final

Sensor 1	Sensor 2	Sensor 3	Sensor 4	Sensor 5	Sensor 6	Data e Hora
70,80,77	50,40,33	60,90,66	40,80,90	70,66,44	44,33,22	30/03/2022 19:47
70,80,77	50,40,33	60,90,66	40,80,90	70,66,44	44,33,22	31/03/2022 19:47
70,80,77	50,40,33	60,90,66	40,80,90	70,66,44	44,33,22	01/04/2022 19:47
70,80,77	50,40,33	60,90,66	40,80,90	70,66,44	44,33,22	02/04/2022 19:47
70,80,77	50,40,33	60,90,66	40,80,90	70,66,44	44,33,22	03/04/2022 19:47
70,80,77	50,40,33	60,90,66	40,80,90	70,66,44	44,33,22	04/04/2022 19:47
70,80,77	50,40,33	60,90,66	40,80,90	70,66,44	44,33,22	05/04/2022 19:47
70,80,77	50,40,33	60,90,66	40,80,90	70,66,44	44,33,22	06/04/2022 19:47
70,80,77	50,40,33	60,90,66	40,80,90	70,66,44	44,33,22	07/04/2022 19:47

Enviar Relatório

Gerar Gráfico

Gráfico Gerado Para Cada Sensor

